

更新プログラムセットアップマニュアル

本紙は更新プログラムの導入手順書となっております。
下記手順をご参照のうえ、インストールを行って頂きますようお願いいたします。

1. 事前確認

1-1 事前確認

バージョンアップを開始する前に、**和が動作していないこと**を確認します。
和を操作中の場合は全て終了してからバージョンアップ作業を行ってください。

1-2 バージョンの確認

ご使用中の和のバージョンが5.0であることをご確認ください。

2.更新プログラムインストール

2-1 プログラムの実行

「中央情報開発株式会社」のホームページより「システムアップデートプログラムの公開につきまして」の記事をクリックします。
この記事の中にあります、「**和Ver5.0アップデートプログラム**」のリンクをクリックしてダウンロードを開始しま

【リリース内容】

システム名：和 (Nagomi) バージョン5.0 アップデートプログラム
管理コード：NAGOMI5001191128

【ダウンロード】

1) 和バージョン5.0アップデートプログラム (2019/11/28公開)

システム更新プログラムはコチラです。
お客様でダウンロードを行い実行をお願いします。


[和Ver5.0 アップデートプログラム](#)

リンクをクリックする

クリックをするとブラウザの下にダウンロードしたプログラムが表示されますので実行します。
※ダウンロードの表示方法はご使用中のブラウザの種類により異なります。

2-2 プログラムのインストール(Google Chromeの場合)

ブラウザの下にダウンロードしたプログラムが表示されますのでダブルクリックまたはクリックをしてタブを開き [開く(O)] のボタンをクリックして実行します。



2-2 プログラムのインストール(Microsoft Edgeの場合)

ブラウザの下に表示される「実行」のボタンをクリックして実行します。




実行をクリックをするとプログラムのインストールが開始されます。


※警告メッセージが表示される場合は次の手順を実行してください。

2-3 インストール開始時の警告画面

プログラムを実行すると「WindowsによってPCが保護されました」表示される警告が表示される場合は「詳細情報」をクリックして「実行」ボタンをクリックします。




クリックをするとプログラムのダウンロードが開始されます。



ダウンロード中は操作をしないでお待ちください。

3. バージョンの確認

ダウンロードが完了しましたら、和を起動しバージョンが変わったことの確認を行います。
最新バージョンである“NAGOMI50.01.200130”の記載があればプログラムのインストールは完了です。



The screenshot shows the Nagomi software interface. The title bar reads "拠点管理メニュー 和 Version 5.0". The main header includes the logo "和 NAGOMI" and the text "訪問リハビリマッサージ・鍼灸総合システム CID Therapist Management Control System". There are two main panels: "Log in Information" and "運用拠点/事業所情報". The "Log in Information" panel contains a table with the following data:

| | |
|------------|--------------------|
| ログインユーザーID | admin |
| ログインユーザー名 | 管理者 |
| ユーザーカナ名 | カノシヤ |
| アクセスレベル | 10 |
| アクセス権限 | 管理者 |
| 前回ログイン日時 | 2019/12/25 9:57:47 |

The "運用拠点/事業所情報" panel shows a list of branches with house icons and labels: "naomi治療院北海道", "CID治療院", "naomi治療院", "naomi治療院神奈川県", "naomi治療院大阪", and "naomi治療院佐賀". A red box highlights the "System Information" section, which contains the following text:

```
[Version]
UUPDATE=LastUpdate 2020/01/30 18:00
VERSION=NAGOMI50.01.200130
DATABASE=SystemData5001
```

[Version]
UUPDATE=LastUpdate 2020/01/30 18:00
VERSION=NAGOMI50.01.200130
DATABASE=SystemData5001
となっていることを確認して下さい。

VERSION=NAGOMI50.01.200130

4. 作業完了・起動確認

以上でバージョンアップの作業は完了です。
和を起動して、最新バージョンに変更になっていることをご確認頂いてご使用下さい。